

Horizontal-Standautoklaven - Serie 6

300-850 Liter Kammervolumen



Kompaktautoklaven mit eckiger Sterilisationskammer und platzsparender Vertikalfür inkl. vollautomatischem Verschlusssystem. Die eckige Kammer ermöglicht eine optimale Nutzung und eine hohe Beladekapazität bei geringen Außenabmessungen.

HST-Serie 6	6x6x6	6x6x9	6x6x12	6x6x16	6x6x18
Nutzraum (mm)	650x700x670	650x700x970	650x700x1270	650x700x1670	650x700x1870
Kammervolumen (Liter)	304	440	577	758	849

Auszug aus den umfangreichen Geräteoptionen:

- Durchreiche Version mit gasdichter Abtrennung und beidseitiger Bedienung
- Abluffilter mit Kondensafinaktivierung, für die Sterilisation von infektiösen Gütern der Risiko-Kl. S2 und S3. Verfahren geprüft durch ein unabhängiges und ZLG zugelassenes Prüflabor.
- Vakuumpumpsatz mit Wasserspareinrichtung, für einstufigem oder fraktioniertem Vorvakuum und Nach Trocknung im Vakuum.
- Transport- und Chargenwagen für das ergonomische Be- und Entladen.
- GMP konforme Ausführung nach FDA Vorschriften

