

# Horizontal-Standautoklav

HST 4x6x6

Kompakter Standautoklav mit eckiger Sterilisationskammer und platzsparender Vertikaltür mit vollautomatischem Verschlussystem. Die eckige Kammer ermöglicht eine optimale Nutzung und eine hohe Beladepazität bei geringen Außenabmessungen.

## Auszug aus den umfangreichen Geräteoptionen:

- Wasserschnellrückkühlung über einen großflächigen Doppelmantel.
- Umluftventilator, sorgt für eine weitere Verkürzung der Abkühlzeit.
- Abluftfilter mit Kondensatinaktivierung, für die Sterilisation von infektiösen Gütern der Risiko-Kl. S2 und S3.
- Vakuumpumpsatz mit Wasserspareinrichtung, für einstufigem oder fraktioniertem Vorvakuum und Nachtrocknung im Vakuum.
- Transport- und Chargenwagen für das ergonomische Be- und Entladen.

## Technische Daten

Freie Nutz- raumabmessung in mm	Nutzbares Kam- mervolumen	Beladehöhe	Außenabmes- sungen in mm
(B)450 x (H)700 x (T)650	205 Liter	780mm	(B)800 x (H)1950 x (T)1000

