

Reinst-Dampferzeuger

23 kg/h bis 102kg/h

Schnell, effizient und zuverlässig mit einer Dampfleistung von 23 kg/h bis 102kg/h, z.B. für die Reinst-Dampfversorgung von Autoklaven, Fermentern

Die Beheizung erfolgt durch hochwertige Edelstahl-Heizelemente, gesteuert durch eine Mikroprozessorsteuerung. Der Dampfdruck ist über einen eingebauten Touchscreen stufenlos regelbar. Der Druckbehälter und die Sicherheitsausstattung entsprechen der Europäischen Druckgeräterichtlinie DGRL 97/23/EG.



	Dampfleistung	max. Druck	max. Temp.
Steamboy 18	23kg /h	5.0 bar	155°C
Steamboy 30	39kg /h	3.5 bar	145°C
Steamboy 50	65kg /h	5.0 bar	155°C
Steamboy 80	102kg /h	5.0 bar	155°C

- Kurze Anheizzeit
- Kompakte Bauweise, dadurch geringer Platzbedarf am Aufstellungsort
- Druckbehälter aus Edelstahl 1.4571/AiSi316Ti
- Dampfführende Ventile und Leitungen aus Edelstahl 1.4404/ AiSi316L
- Gehäuse und Tragrahmen aus fein gebürstetem Edelstahl 1.4301/ AiSi 304
- Mikroprozessorsteuerung mit Lastanpassung je nach Dampfenahme und Klartextbedienung für den vollautomatischen Betrieb
- Beheizter Speisewassertank zur Reduzierung von Inertgasen
- Füllstandsmessung ohne mechanische Teile und unabhängig von der Wasserqualität