

Labor-Tischautoklaven

24-72 Liter Kammervolumen

Große Beladepazität auf kleinstem Raum dank eckigem Nutzraum.

Der Labor-Tischautoklav 3x3x6 nimmt sogar bis zu 4 Stück 5-Liter-Laborflaschen auf.

Komplett aus Edelstahl gefertigt, passend für jeden Labortisch !

LTA-Serie	275	2x3x4	3x3x6
Nutzraum in mm	Ø 294 x 350	280 x 320 x 420	320 x 350 x 630
Kammervolumen in Liter	24	42	73
Außenabmessung in mm	500 x 650 x 670		700 x 800 x 750



Labor-Tischautoklav 3x3x6



Auszug aus den umfangreichen Optionen:

- Magnet Rührersystem für noch kürzere Prozesszeiten.
- Chargendokumentation via Schnittstelle oder USB- Stick
- Wasserschnellrückkühlung „FAST-COOLER“, innen liegender Wärmetauscher mit Umluftventilator.