



**STERIKING®**

**Sterilbarrieresysteme und -produkte  
für Krankenhäuser, Zahnarztpraxen  
und Wäschereien**

**WIPAK**

*We care that you pack safely!*

## S - Flache Tüten

Zum Verpacken von einzelnen Instrumenten, kleineren Sets und sonstigen Gegenständen. \*

Art. Code	2P	3P	Grösse (mm)	Stck/Karton
S 17	•		50 X 200	3.600
S 1	•	•	50 X 250	2.400
S 24	•	•	75 X 150	2.400
S 2	•	•	75 X 200	2.400
S 23	•		75 X 230	1.800
S 4	•	•	75 X 270	3.600
S 18	•	•	75 X 300	4.200
S 22	•		75 X 520	2.400
S 25	•		100 X 150	2.400
S 3	•	•	100 X 200	1.800
S 5	•	•	100 X 270	3.000
S 8	•	•	100 X 300	1.200
S 19	•		100 X 350	1.200
S 9	•	•	100 X 400	1.200
S 12	•		100 X 570	1.800
S 27	•		120 X 400	1.200
S 15	•	•	150 X 200	1.200
S 6	•	•	150 X 270	1.800
S 20	•	•	150 X 300	1.800
S 26	•	•	150 X 350	1.800
S 13	•	•	150 X 400	1.200
S 28	•		150 X 520	1.200
S 34	•		160 X 600	1.200
S 33	•		180 X 320	1.000
S 7	•	•	205 X 270	600
S 7 A	•		205 X 340	1000
S 10	•	•	205 X 400	600
S 10 A	•		205 X 440	600
S 35	•		205 X 600	1.200
S 2070	•		205 X 700	600
S 16	•	•	250 X 380	1.200
S 11	•	•	250 X 500	600
S 36	•		250 X 600	500
S 37	•		250 X 700	600
S 29	•		270 X 350	600
S 30	•	•	270 X 440	600
S 21	•	•	300 X 500	600
S 14	•	•	300 X 570	600
S 38	•		320 X 500	600
S 31	•		420 X 500	500
S 32	•	•	420 X 600	500



## B - Beutel mit Seitenfalte \*

Art. Code	2P	Grösse (mm)	Stck/Karton
B 35	•	100 X 50 X 300	500
B 30	•	100 X 50 X 360	500
B 31	•	150 X 50 X 400	500
B 32	•	150 X 50 X 460	500
B 36	•	200 X 55 X 400	250
B 33	•	200 X 55 X 500	250
B 37	•	250 X 65 X 480	250
B 34	•	300 X 80 X 550	250
B 38	•	420 X 100 X 570	250

## R - Flache Rollen \*

Art. Code	2P	3P	Grösse (mm)	Stck/Karton
R 39	•	•	50 : 200 m	5
R 40	•	•	75 : 200 m	4
R 41	•	•	100 : 200 m	3
R 41A	•	•	120 : 200 m	2
R 42	•	•	150 : 200 m	2
R 43	•	•	200 : 200 m	1
R 44	•	•	250 : 200 m	1
R 45	•	•	300 : 200 m	1
R 46	•	•	350 : 200 m	1
R 47	•	•	400 : 200 m	1

Art. Code	2P	3P	Grösse (mm)	Stck/Karton
R 39/100	•		50 : 100 m	8
R 40/100	•		75 : 100 m	8
R 41/100	•		100 : 100 m	4
R 42/100	•		150 : 100 m	2
R 43/100	•		200 : 100 m	2
R 44/100	•		250 : 100 m	2
R 45/100	•		300 : 100 m	1
R 47/100	•		400 : 100 m	1
R 49/100	•		500 : 100 m	2

Art. Code	2P	3P	Grösse (mm)	Stck/Karton
R 39/31	•		50 : 31 m	10
R 40/31	•		75 : 31 m	10
R 41/31	•		100 : 31 m	10
R 42/31	•		150 : 31 m	10
R 43/31	•		200 : 31 m	6
R 44/31	•		250 : 31 m	6
R 45/31	•		300 : 31 m	6

## RB - RB - Rollen mit Seitenfalte \*

Art. Code	2P	3P	Grösse (mm)	Stck/Karton
RB 50	•	•	75 X 25 : 100 m	4
RB 51	•	•	100 X 50 : 100 m	3
RB 52	•	•	150 X 50 : 100 m	2
RB 53	•	•	200 X 55 : 100 m	1
RB 54	•	•	250 X 65 : 100 m	1
RB 55	•	•	300 X 80 : 100 m	1
RB 56	•	•	350 X 80 : 100 m	1
RB 57	•	•	400 X 80 : 100 m	1

\* 2P = Dampf und EO-Gas, 3P = Dampf, EO und FO.

## SMX - ProWrap Bögen

### SMX-1 Blue Light

Für kleine und mittelgrosse Instrumentensiebe und -sets.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SMX 1060	600 x 600	480
SMX 1075	750 x 750	200
SMX 1090	900 x 900	160
SMX 1100	1000 x 1000	160
SMX 1120	1200 x 1200	120

### SMX-2 Blue Regular

Für mittelgrosse und grosse Instrumentensiebe und -sets sowie als Behältereinlagen.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SMX 2060	600 x 600	480
SMX 2075	750 x 750	200
SMX 2090	900 x 900	120
SMX 2100	1000 x 1000	120
SMX 2120	1200 x 1200	120

### SMX-2+ Green Regular

Optimal als Siebeinlage, die ein steriles Feld bietet.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SMX 2+060	600 x 600	480
SMX 2+075	750 x 750	200
SMX 2+090	900 x 900	120
SMX 2+100	1000 x 1000	120
SMX 2+120	1200 x 1200	120

### SMX-3 Blue Heavy Duty

Schwerere und dickere Struktur für sehr anspruchsvolle Anwendungen.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SMX 3075	750 x 750	120
SMX 3090	900 x 900	120
SMX 3100	1000 x 1000	120
SMX 3120	1200 x 1200	104

### SMX-4 Blue Super Duty

Besonders dickes Material für Orthopädie-Sets und sonstige hohe Beanspruchungen.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SMX 4075	750 x 750	120
SMX 4090	900 x 900	104
SMX 4100	1000 x 1000	104
SMX 4120	1200 x 1200	80

## NWB - Nonwoven Soft Blau

zum allgemeinen Verpacken, für Wäschepakete und Instrumenten-Sets.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
NWB 50	500 x 500	500
NWB 60	600 x 600	500
NWB 75	750 x 750	250
NWB 90	900 x 900	250
NWB 100	1000 x 1000	250
NWB 120	1200 x 1200	100
NWB 137	1370 x 1370	100

## NWG - Nonwoven Super Soft Grün

mit hoher Reissfestigkeit zur sicheren Handhabung von schwereren Gegenständen.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
NWG 50	500 x 500	400
NWG 60	600 x 600	400
NWG 75	750 x 750	200
NWG 90	900 x 900	150
NWG 100	1000 x 1000	150
NWG 120	1200 x 1200	100
Lieferbar als Interleaved (ProWrap wechselweise geschichtet)		
NWGL	Vlies Hellgrün	



## SPC - Sterilisationspapier Crepe

Spezial-Krepp-Papiere mit erhöhter Flexibilität.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SPC 40	400 x 400	500
SPC 50	500 x 500	500
SPC 60	600 x 600	500
SPC 75	750 x 750	250
SPC 90	900 x 900	250
SPC 100	1000 x 1000	250
SPC 120	1200 x 1200	100
SPC 100/140	1000 x 1400	100

## SCB - Super Crepe Blau

Soft-Krepp-Papier - extra weich und geschmeidig.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SCB 50	500 x 500	500
SCB 60	600 x 600	500
SCB 75	750 x 750	250
SCB 90	900 x 900	250
SCB 100	1000 x 1000	250
SCB 120	1200 x 1200	100

## Absorbierende Trayliner Bögen

Zur Einlage im Instrumentensieb, absorbiert übermässige Kondensation.

TL-Standard	Grösse (mm)	Stck/Karton
TL 25	250 x 300	1000
TL 40	400 x 500	500
TL 50	500 x 300	500
TLWE-Trayliner mit Kante		
TLWE 2525	250 x 250	500
TLWE 4825	480 x 250	500
TLWE 5030	500 x 300	500
TLWE-Trayliners aus Vlies		
TLNW 1525	150 x 250	3.200
TLNW 3025	300 x 250	1.200
TLNW 3040	300 x 400	1.200
TLNW 3050	300 x 500	600



## Indikator-Streifen

AC = Dampf, EO-gas, FO-gas und

PL = Niedrigtemperaturplasma.

NEU!

Art. Code	Stck/Spender	Stck/Karton
AC 6	250	
AC 250/500	250	1.000
EO 250	250	1.000
FO 250/500	250	
PL 500		500

## Daily Test-Bogen

Für Bowie & Dick Test mit Wäschetestpaket.

Art. Code	Stck/Karton
DT 50	50

## Daily Test-Packung

Gebrauchsfertige Daily Test-Packung für Bowie & Dick Test.

Art. Code	Stck/Karton
DCC2	20
DC 20	20

## Helix Challenge Test

Zur Ladungskontrolle sowie zur Prüfung der Dampfdurchdringung für Hohlinstrumente mit kleinen Hohlraumweiten.

Art. Code	Stck/Spender	Stck/Karton
HX 100	100	25
HX 400	400	25

## Klebebänder

Mit Indikator Aufdruck, S = Dampf, E = EO-gas und H = Heissluft

Art. Code	Breite/Länge	Stck/Karton
ITS 12 G	12 mm x 50 m	72
ITS 19 G	19 mm x 50 m	48
ITS 25 G	25 mm x 50 m	36
JTB 19 S G (B = blau)	19 mm x 50 m	48
JTB 25 S G (B = blau)	25 mm x 50 m	36
ITE 19	19 mm x 50 m	48
ITH 19	19 mm x 50 m	48

Verschlussbänder ohne Aufdruck

Art. Code	Breite/Länge	Stck/Karton
ITN 19	19 mm x 50 m	48
ITN 25	25 mm x 50 m	36
JTB 19 N (B = blau)	19 mm x 50 m	48
JTB 25 N (B = blau)	25 mm x 50 m	36

Plasma Indikator Klebestreifen aus DuPont™ Tyvek®

Art. Code	Breite/Länge	Stck/Karton
ITP 20	20 mm x 150 mm	200

Klebebandspender für eine Rolle

Art. Code	Stck/Karton
TDS 25	1

## SS - Standard Selbstklebebeutel

mit selbstklebendem Verschluss. 2P = Dampf und EO-Gas.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton	Stck/Karton
SS 1	90 x 200	1.200	1.000
SS 2	90 x 250	1.200	1.000
SS 3	90 x 570	1.200	1.000
SS 4	130 x 270	1.200	1.000
SS 4 A	130 x 380	1.200	1.000
SS 5	200 x 350	1.200	1.200
SS 5 A	190 x 330	1.200	1000
SS 6	250 x 400	1.200	600
SS 7	300 x 450	600	600

NEUE VE!

## SST - Self Seal Plus Beutel

Selbstklebebeutel mit eingebautem Indikatorstreifen.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SST 1	90 x 200	1.000
SST 2	90 x 200	1.000
SST 3A	100 x 640	1.000
SST 4	130 x 270	1.000
SST 4A	130 x 380	1.000
SST 5A	190 x 330	1.000
SST 6	250 x 400	600
SST 7	300 x 450	600

## SNW - TEX-Line Vliesbeutel

für schwerere und anspruchsvolle Anwendungen.

3P = Dampf, EO und FO

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SNW 2040	205 x 400	500
SNW 2744	270 x 440	500
SNW 3250	320 x 500	500
SNW 4260	420 x 600	300
SNW 5065	500 x 650	200
SNW 5075	500 x 750	200
SNW 5775	570 x 750	200

## CB - Schutzbeutel

Peelbeutel aus Verbundfolie, zum Gebrauch nach der Sterilisation.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
CB 1	150 x 270	1.000
CB 2	205 x 300	1.000
CB 3	250 x 400	1.000
CB 4	300 x 500	500
CB 5	400 x 550	500
CB 6	420 x 700	500

## SSDC - Self Seal Dust Cover Beutel

Schutzbeutel mit selbstklebendem Verschluss.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
SSDC 10	150 x 270	500
SSDC 20	200 x 350	500
SSDC 30	250 x 400	500
SSDC 40	300 x 550	200
SSDC 60	420 x 700	200

## LTS - Flache Tyvek® Tüten

mit DuPont™ Tyvek® für Niedertemperatursterilisation. Mit Wasserstoffplasma-Prozessindikatoren.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton	Stck/Karton
LTS 7520	75 x 200	1.200	1.000
LTS 1025	100 x 250	1.200	1.000
LTS 1530	150 x 300	1.200	1.000
LTS 1644	160 x 440	1.200	600
LTS 1660	160 x 600	600	600
LTS 2038	205 x 380	1.200	1.200
LTS 2538	250 x 380	1.200	600
LTS 2550	250 x 500	600	600


NEUE VE!

## LTSS - Self Seal Tyvek® Tüten

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
LTSS 1	90 x 200	1.000
LTSS 2	90 x 250	1.000
LTSS 4	130 x 270	1.000
LTSS 4 A	130 x 380	1.000
LTSS 5 A	190 x 330	1.000
LTSS 6	250 x 400	600
LTSS 7	300 x 450	600

## LTR - Flache Tyvek® Rollen

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
LTR 40	75 x 100	1
LTR 41	100 x 100	1
LTR 42	150 x 100	1
LTR 43	200 x 100	1
LTR 43 A	225 x 100	1
LTR 44	250 x 100	1
LTR 45	300 x 100	1
LTR 46	350 x 100	1
LTR 47	400 x 100	1
LTR 49	500 x 100	1





## Siegelgeräte

NEU!

Model: RS 120A Rotosealer

Model: RS 220A Advanced Siegelgerät mit Drucker

Model: IS 250 Impulssiegelgerät mit Schneidevorrichtung

Schneidevorrichtungen im 3 Modellen (Breiten)

• CD 600, CD 900, CD 1200

## Siegelkontrollbogen

Zur Bewertung der Siegelqualität im Betrieb.

Art. Code	Strips/Dispenser	Stck/Karton
SC 250 (Papier)	250	1.000
TSC 200 (Tyvek)	200	800

NEU!

## Nicht-toxische Markers

Wasserfeste, wärmebeständige Marker für Sterilisationspackungen. 10 Stck/Spender.

Art. Code	Farbe	Grösse (mm)	Stck/Karton
MAR 1	■	0.75	100
MAR 1T	■	1.00	100
MAR 2	■	0.75	100
MAR 3	■	0.75	100
MAR 4	■	0.75	100

## PB - Papierbeutel mit Seitenfalte

Heiß-siegelbare Lackoberseite und Dampfindikator.

Art. Code	Grösse (mm)	Stck/Karton
PB 1	90 x 50 x 125	1.000
PB 2	110 x 30 x 190	1.000
PB 3	125 x 50 x 250	1.000
PB 4	140 x 75 x 250	500
PB 5	140 x 50 x 330	500
PB 6	165 x 50 x 380	500
PB 7	180 x 95 x 380	500
PB 8	190 x 65 x 330	500
PB 9	250 x 100 x 380	500
PB 10	300 x 75 x 530	250

## HR - Heissluftrollen

Spezial-Polyamidschläuche für Heissluftsterilisation.

Art. Code	Breite/Länge	Stck/Karton
HR 39	50 mm x 200 m	5
HR 40	75 mm x 200 m	4
HR 41	100 mm x 200 m	3
HR 42	150 mm x 200 m	2
HR 43	200 mm x 200 m	1
HR 44	250 mm x 200 m	1

## Registrierprodukte

Zur Registrierung von Sterilgut. Ermöglicht Rückrufe aller registrierten Güter.

Anhängeetiketten auf PP-Basis. Desinfizier-, wasch- und sterilisierbar

Art. Code		Stck/Karton
TRLAB	Tray Label unprinted	1.000
TRLABPR	Tray Label printed	1.000

Selbstklebe-Papieretikett, geeignet als Barcodeträger

Art. Code		Stck/Karton
TRTAG	Tray Tag	1.000
ENV 1	Envelopes	1.000

# STERIKING®

Wipak Oy  
P.O. Box 45  
Wipaktie 2  
FI-15561 Nastola, Finland  
Tel: +358-20510 311  
Fax: +358-20510 3333  
www.wipak.com  
www.steriking.info  
e-Mail: steriking@wipak.com



# WIPAK

Recht auf Änderungen an den Produkten und Sortimenten vorbehalten.