



Produktinformation



Full HD
1080

SENTECH HD Videokamera

Kompakte High Definition Videokamera für die Befunddokumentation

Mikroskope kommen immer dann zum Einsatz, wenn sehr kleine oder schwer einsehbare Bereiche visualisiert und analysiert werden müssen. Für das menschliche Auge ist dies ohne Hilfsmittel auf Dauer sehr anstrengend und ermüdend, wenn nicht ganz unmöglich. Hinzu kommt der Wunsch, Visualisiertes zu dokumentieren, um so verschiedenste Sachverhalte später auszuwerten oder mit Kollegen und anderen Experten zu diskutieren. Der Einsatz vonameratechnik erfüllt gleich beide Kriterien und ermöglicht sowohl die reine Betrachtung als auch die Dokumentation.

Die hochauflösende, SENTECH HD Videokamera ist vollgepackt mit nützlichen Features:

Elektronische Daten

Kamera-Sensor	1/2,33" 14 MP CMOS Sensor
HD Aktive Bildelemente	1920 (H) x 1080 (V)
Abtastart	Progressiv
S/N Ratio	35 dB
Video Output	1920 (H) x 1080 (V) 60 / 50 Hz

Kamerafunktionen

Belichtungsregelung	Auto
Verstärkungsregelung	Auto
Weißabgleich	Auto

Technische Daten

Abmessungen	40 (W) x 45 (H) x 41,1 (D) mm
Optischer Filter	IR Cut Filter
Linsenfassung	CS-Fassung
Video Output	HDMI Konnektor

Umweltauflagen

Betriebstemperatur	0° bis 50°C
Lagerungstemperatur	-30° bis 65°C
Konformität	FCC konform
RoHS	RoHS konform

➔ Bestell-Nr. 800-000-070