

Indikatorstreifen



Indikatorstreifen müssen in jede Verpackung der
Sterilisatorladung gelegt werden: Die Streifen ndern bei der
richtigen Kombination aus Temperatur, Zeit, Feuchtigkeit
und Sterilisationsmittel-Konzentration die Farbe.

Der Dampfindikator AC 250/500 (Typ 4) ndert seine Farbe von Wei in Schwarz.

Der Dampfindikator AC 6 (Typ 6) ndert seine Farbe von Grün in Braun.

Der EO-Indikator (Typ 5) ndert seine Farbe von Violett in Grün.

Der Plasmaindikator (Typ 1) ndert seine Farbe von Blau in Rosa.

Der FO-Indikator (Typ 1) ndert seine Farbe von Dunkelrot in Grün.

Nach ISO 11140-1.

Artikel	Breite	Länge	Verpackungseinheit
AC250/500	15	200	250
AC6	15	100	250

Artikel	Breite	Länge	Verpackungseinheit
EO250	15	200	250
FO250/500	15	200	250
PL500	20	150	500

