

Prowrap SMX



Hochleistungs-Medizintuch für anspruchsvollste
Anwendungen

Mithilfe modernster Technologie wurde ein einzigartiges
Multilayer SMX-Konzept entwickelt.

Durch die fünf Meltblown- und Spinnvlies-Schichten
(SSMMS) aus Polypropylen bietet die leichtgewichtige
Gewebestruktur eine sehr hohe Festigkeit.

Somit spielt die traditionelle Grammatik pro Fläche keine
Rolle mehr.

berlegener Schutz gegen mikrobielle Penetration durch
zwei integrierte, im Meltblown-Verfahren hergestellte
Kurzfaserschichten

Hochbeständiges Material mit großer Zug- und
Berstfestigkeit

Hervorragendes Wasserabweisungsvermögen und
verschiedene alkoholabweisende Varianten

Hoher Komfort durch optimale Weichheit und

Drapierf higkeit

Geeignet für die Sterilisation mit Dampf, EO, FO und Wasserstoffperoxid (Gasplasma)

Artikel	g/m ²	Breite	Länge	Verpackungseinheit
SMX1 075	37	750	750	200
SMX1 090	37	900	900	160
SMX1 100	37	1000	1000	160
SMX1 120	37	1200	1200	120
SMX1 120/140	37	1200	1400	104
SMX1 140	37	1400	1400	104
SMX2 075	47	750	750	200
SMX2 090	47	900	900	120
SMX2 100	47	1000	1000	120
SMX2 120	47	1200	1200	120
SMX2 120/140	47	1200	1400	104
SMX2 140	47	1400	1400	104
SMX2G 075	47	750	750	200
SMX2G 090	47	900	900	120
SMX2G 100	47	1000	1000	120
SMX2G 120	47	1200	1200	120
SMX2G 140	47	1400	1400	104
SMX3 075	55	750	750	120
SMX3 090	55	900	900	120
SMX3 100	55	1000	1000	120
SMX3 120	55	1200	1200	104
SMX4 075	75	750	750	120
SMX4 090	75	900	900	104

Artikel	g/m2	Breite	Länge	Verpackungseinheit
SMX4 100	75	1000	1000	104
SMX4 120	75	1200	1200	80