

Sterilisationsklebebänder



ITSG und JTBSG mit Dampfindikator, grün nach braun.
Grundfarbe Natur und Blau. ITSG auch als latexfreie Variante (ITSGL) erhältlich.

ITE mit EO-Gasindikator, violett nach grün

ITH mit Heißluftindikator, grün nach braun

ITP-Bandstreifen mit VH2O2-Indikator, blau nach rosa

ITP25-Bandrolle mit VH2O2-Indikator, blau nach rosa

Neutrale Verschlussklebender ohne Aufdruck.

Grundfarbe Natur und Blau.

Alle Indikatoren sind Prozessindikatoren nach ISO 11140-1

Typ 1.

Artikel	Breite	Länge	m/Rolle	Verpackungseinheit
ITE19	19		50	48
ITH19	19		50	48
ITN19	19		50	48
ITN25	25		50	36
ITN50	50		50	24

Artikel	Breite	Länge	m/Rolle	Verpackungseinheit
ITP20	20	150		200
ITP25	25		25	24
ITS12G	12		50	72
ITS19G	19		50	48
ITS19GL	19		50	48
ITS25G	25		50	36
ITS25GL	25		50	36
JTB19N	19		50	48
JTB19SG	19		50	48
JTB25N	25		50	36
JTB25SG	25		50	36
TDS25				1