

Sterilisationstests



Für die Routinekontrolle der Autoklavenleistung:

Indikatorbagen und Stoffpaket für typische Bowie-Dick-Routinetests mit Farbumschlag gemäß ISO 11140-1 (Typ 2) und ISO 11140-3 für Vorvakuum-Dampfbehälter zum Nachweis der Einhaltung der Norm EN 285. Farbumschlag von Weiß nach Schwarz.

Einsatzbereite, kompakte Einwegpakete für Bowie-Dick-Tests: DC20 und DCG2

Helix-Test für den Dampfdurchdringungstest bei Hohlinstrumenten im Autoklaven. Das Paket umfasst das Gerät und 100 Indikatorstreifen. Nach ISO 11140-1 (Typ 6) und EN 867-5.

Artikel	Breite	Seitenfalte	Länge	Verpackungseinheit
DC20	135	20	105	20
DCG2	100	10	150	20
DT50	210		297	50
HX100	115	23	175	25
HX400	115	23	175	25