

Vliestücher



Hochrobuste Vliestücher mit hervorragender Weichheit

Hohe Rei festigkeit gew hrleistet sichere Handhabung schwerer Gegenst nde

Allein oder in Kombination mit Krepppapier oder Textilien einsetzbar

Wirtschaftliche L sung zur Beh lterauskleidung

Gute Drapierf higkeit, kein Zurückfedern

Alkohol- und Wasserbest ndigkeit minimiert das Risiko einer Kontamination durch Flüssigkeiten

Nonwoven Green 52 g/m2

Wirtschaftliche L sung für den allgemeinen Gebrauch und für Instrumentensets

Hergestellt aus frischem Zellstoff und Polyesterfasern

Nonwoven Soft Blue 60 g/m2

Für den allgemeinen Gebrauch, W schepakete und Instrumentensets

Hergestellt aus frischem Zellstoff und Polyesterfasern

Nonwoven Super Soft Green 66 g/m2

Für hohe Ansprüche

Mit einem h herem Gehalt an Polyesterfasern

Artikel	g/m2	Breite	Länge	Verpackungseinheit
NWG52-60	52	600	600	500
NWG52-75	52	750	750	200
NWG52-90	52	900	900	200
NWG52-100	52	1000	1000	200
NWG52-120	52	1200	1200	100
NWB50	60	500	500	500
NWB60	60	600	600	500
NWB75	60	750	750	250
NWB90	60	900	900	250
NWB100	60	1000	1000	250
NWB120	60	1200	1200	100
NWB130/150	60	1300	1500	104
NWB137	60	1370	1370	100
NWG50	66	500	500	400
NWG60	66	600	600	400
NWG75	66	750	750	200
NWG90	66	900	900	150
NWG100	66	1000	1000	150
NWG120	66	1200	1200	100
NWG130/150	66	1300	1500	100
NWG137	66	1370	1370	100

