



medical **ECONET**
GERMANY



CARDIO M-HOLTER


Kleines, handliches Holter System inkl. Software

- Abtastrate 10.000 Hz
- Patentierte, automatische Analyse
- Bis zu 96 Stunden Aufnahmedauer mit einer AAA Batterie
- Automatische Schrittmacher-Erkennung
- Vollständige Datenübertragung innerhalb von 10 Sekunden
- GDT Schnittstelle
- Genauigkeit der ersten automatischen QRS-Analyse beträgt bis zu 99%
- Genauigkeit der ersten automatischen Arrhythmie-Analyse beträgt bis zu 95%
- Inkl. Templates für Normale Schläge, VES, SVES & Schrittmacher

Spezifikationen

| | |
|--------------------------|---|
| EKG Kanäle | 3-Kanal Ableitung (5-adriges EKG Kabel) |
| Bedienung | LCD-Display, Kontrollleuchte, Buzzer, Taste |
| Abtastfrequenz | 10.000 Hz |
| Speicher | 4GB SD Karte |
| Aufzeichnungsdauer | 24/48 Stunden, 7/14 Tage |
| Schrittmacher Erkennung | 3-Kanal Synchron-Erkennung |
| Maße | 91 x 57 x 16,5 mm |
| Gewicht | ca. 60 g |
| A/D Genauigkeit | 16 Bit |
| Frequenzabhängigkeit | 0,05 ~ 410 Hz @ 3dB |
| Widerstand | > 10M Ω |
| CMRR | > 90 dB |
| Batterietyp | 1x AAA Batterie |
| Betriebsdauer | 5° - 40° C |
| Lagertemperatur | -40° C - 50° C |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % |
| Betrieb in Höhe über NN | -150 - 4500 Meter |
| Lagerung in Höhe über NN | -150 - 4500 Meter |


Software (Standard)



Zeitleiste



Trendkurve



Histogramm

Abmessungen 91 x 57 x 16,5 mm, ca. 60 g



CE 0123



Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com
 f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com
 facebook.com/medicaleconetgermany
 twitter.com/medicaleconet

Fachhändler

*Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor